




Des canadiens qui
offre le choix de
livraison et de valeur
à la communauté
chirurgicale du
Canada










Caractéristiques uniques et avantages du produit



Unit 22, 785 Westney Rd South
Ajax, ON L1S 7G1
Tel: 1-833-293-8971
info@panthermedical.ca
www.panthermedical.ca





Panther Médical Canada Inc. Caractéristiques uniques du produit

Coupeur Endo Linéaire	Produit	Description	Fonctionnalité	Johnson & Johnson™	Medtronic™/Covidian™
	CEAB	Poignée Universelle Endo	Manette sans arrêt articulé		
	CADA et CADB (et CADC pour cirugie thoracique)	Cartouche droites et articulées pour l'agrafeuse linéaire Endo	Le plus grand et le plus complet des recharges Endo sur le marché: gamme de longueurs d'agrafe de RU incluent: blanc (2.5 mm) jusqu'à et y compris l'or (4.2 mm-comme avec J&J™) et noir (5,0mm comme avec Medtronic™/Covidian™). Tous RU = anti-dérivant. RU et tous les poignées entièrement interchangeables	a le 4.2mm OR mais pas le 5.0mm NOIR	a le 5.0mm NOIR mais pas le 4.2mm OR
			Chaque unité de remplacement (RU) a une nouvelle lame en acier inoxydable.	n'est pas disponible	disponible
Agrafeuse Circulaire	Product	Description	Fonctionnalité	Johnson & Johnson™	Medtronic™/Covidian™
	FC5ME	Agrafeuse circulaire	 Gamme complète d'agrafeuses circulaires de taille Lumen, 22mm jusqu'à 34mm. Toutes les tailles sont équipées d'un réglage de compression Dia-In (comme avec J&J™) et toutes sont équipées d'un haut inclinable (comme avec Medtronic™/Covidian™).	pas de haut pivotant	pas de composer en compression
Agrafeuse linéaire avec couteau	Produit	Description	Fonctionnalité	Johnson & Johnson™	Medtronic™/Covidian™
	FLSLF	Agrafeuse linéaire avec indicateurs de couleur. Toutes les tailles (longueur d'agrafe de 3.5 mm à 4.8 mm) et toutes les longueurs (30mm jusqu'à 90mm). (90mm particulièrement désiré en chirurgie thoracique)	INDICATEURS DE COULEUR DE SÉCURITÉ -différentes couleurs pour les différentes phases de tir et réduit la possibilité de mauvais fonctionnement. 	90 mm pas disponible	90 mm pas disponible
Coupe linéaire	Produit	Description	Fonctionnalité	Johnson & Johnson™	Medtronic™/Covidian™
	SAAB and SADB	Unité coupe linéaire de remplacement	Les unités de rechargement ont une nouvelle lame en acier inoxydable pour chaque coupe	pas disponible	disponible
			L'interverrouillage de sécurité de Panther Linear Cutter empêche physiquement les utilisateurs de se serrer. Les opérateurs chirurgicaux remarqueront le drapeau blanc *et se rendront compte qu'ils doivent recharger une nouvelle unité et qu'une cartouche usagée ne parviendra jamais au patient.	Ethicon™ dispose d'un verrou de sécurité pour éviter de tirer sur une cartouche usée. Cependant, les chirurgiens peuvent positionner le TLC Ethicon™, fixer la lumen et commencer à tirer avant de se rendre compte qu'ils doivent recharger.	Inconnu
Agrafeuse hémorrhoidaire	Produit	Description	Fonctionnalité	Johnson & Johnson™	Medtronic™/Covidian™
	FCSSWAE	Agrafeuse hémorrhoidaire	3 tailles: 32, 33 and 34	pas disponible	pas disponible
			Cartouche transparent	pas disponible	pas disponible

Arrive bientôt....

Enregistrement de Santé Canada en cours

Agrafeuse hémorrhoidale à haut volume	Produit	Description	Fonctionnalité	Johnson & Johnson™	Medtronic™/Covidian™
	FCSSME	Agrafeuse hémorrhoidale à haut volume	2 tailles: 32 and 34	pas disponible	pas disponible
			Cartouche transparent	pas disponible	pas disponible
			Le plus gros boîtier sur le marché (taille 34 mm - taille 27mm)	pas disponible	pas disponible
Agrafeuse linéaire avec couteau	Produit	Description	Fonctionnalité	Johnson & Johnson™	Medtronic™/Covidian™
	CAAB40 et unité de rechargement CAZB40D	Agrafeuse linéaire avec couteau, idéale pour la chirurgie ouverte Résection intestinale antérieure basse	Produit unique!	Agrafeuse Contour courbé	Endo GIA Radial
			La plus petite tête sur le marché. Largeur de 62mm; Ligne de coupe de 40 mm - Spécialement utilisée pour la résection antérieure basse dans le petit bassin	pas disponible	pas disponible
			La longueur de l'arbre long (265mm) dépasse les produits de compétition	pas disponible	pas disponible
			Chaque RU a une nouvelle lame en acier inoxydable pour chaque coupe!	pas disponible	pas disponible

Notes:

Ethicon™ est une marque commerciale de Ethicon Inc., une filiale de Johnson and Johnson Inc.

Medtronic™ est une marque commerciale de Medtronic Inc.

Disclaimer - Toutes les informations sont sujettes à modifications.