





TABLEAU DE CONVERSION AGRAFEUSE PANTHER

AGRAFEUSES ENDO						
Dispositif	Description	Panther®	J&J ECHELON® (A=articulating)	J&J® ETS	Medtronic®	
Agrafeuse linéaire PANTHER ENDO avec articulation sans arrêt poignée universelle (chaque poignée accepte les RU 30, 45 and 60 droits ou articulées)						
	Agrafeuse poignée universelle	CEAB30 arbre régulier	EC45A - EC60A - EC45 - EC60	ATB35-ATW35-ATS45-ATS45NK-TSB35-TSW35	030499 EGIAUSTND	
	Agrafeuse poignée universelle	CEAB45 arbre courte	SC45A - SC60A - SC45 - SC60	CTS45	030403 EGIAUSHORT	
	Agrafeuse poignée universelle	CEAB60 arbre longue	EC45AL - LONG6A	LONG45A	EGIAUXL	
Cartouche droite pour Endo agrafeuse de coupe linéaire		2.5 - T (blanc); 3.5 - N (bleu); 4.2 - S (or); 4.8 - D (vert); 5.0 - R (noir)				
	Unité de rechargement 30mm, hauteur de l'agrafe 2,5mm	CADA-30T	-	TR35W (blanc)	030418	
	Unité de rechargement 30mm, hauteur de l'agrafe 3,5mm	CADA-30N	-	TR35B (bleu)	030419	
	Unité de rechargement 45mm, hauteur de l'agrafe 2,5mm	CADA-45T	ECR45W (blanc)	-	030425	
	Unité de rechargement 45mm, hauteur de l'agrafe 3,5mm	CADA-45N	ECR45B (bleu)	TR45W (blanc)	030422	
	Unité de rechargement 45mm, hauteur de l'agrafe 4,8mm	CADA-45D	ECR45G (vert)	6R45B (bleu)	030423	
	Unité de rechargement 60mm, hauteur de l'agrafe 2,5mm	CADA-60T	ECR60W (blanc)	TR45G (vert)	030412	
	Unité de rechargement 60mm, hauteur de l'agrafe 3,5mm	CADA-60N	ECR60B (bleu)		030414	
	Unité de rechargement 60mm, hauteur de l'agrafe 4,2mm	CADA-60S	ECR60D (or)		-	
	Unité de rechargement 60mm, hauteur de l'agrafe 4,8mm	CADA-60D	ECR60G (vert)		030415	
	Unité de rechargement 60 mm, hauteur de l'agrafe 5,0mm	CADA-60R	ECR60T (noir)		-	
	Cartouche articulée pour agrafeuse linéaire Endo		2.5 - T (blanc); 3.5 - N (bleu); 4.2 - S (or); 4.8 - D (vert); 5.0 - R (noir)			
	Unité de rechargement 30mm, hauteur de l'agrafe articulée 2,5 mm	CADB-30T		TR45W (blanc)	030451	
	Unité de rechargement 30mm, hauteur de l'agrafe articulée 3,5mm	CADB-30N		6R45B (bleu)	030452	
	Unité de rechargement 45mm, hauteur de l'agrafe articulée 2,5mm	CADB-45T	ECR45W (blanc)	TR45G (vert)	030454	
	Unité de rechargement 45mm, hauteur de l'agrafe articulée 3,5mm	CADB-45N	ECR45B (bleu)	-	030455	
	Unité de rechargement 45mm, hauteur de l'agrafe articulée 4,2mm	CADB-45S		-	-	
	Unité de rechargement 45mm, hauteur de l'agrafe articulée 4,8mm	CADB-45D	ECR45G (vert)	-	040456	
	Unité de rechargement 45mm, hauteur de l'agrafe articulée 5,0mm	CADB-45R			-	
	Unité de rechargement 60mm, 2,5mm hauteur d'agrafe articulée	CADB-60T	ECR60W (blanc)		030457	
	Unité de rechargement 60mm, 3,5mm hauteur d'agrafe articulée	CADB-60N	ECR60B (bleu)		030458	
	Unité de rechargement 60mm, 4,2mm hauteur d'agrafe articulée	CADB-60S	ECR60D (or)		-	
	Unité de rechargement 60mm, 4,8mm hauteur d'agrafe articulée	CADB-60D	ECR60G (vert)		030459	
Unité de rechargement 60mm, 5,0mm hauteur d'agrafe articulée	CADB-60R	ECR60T (noir)		-		
Recharges articulées à embout courbe pour agrafeuse endo linéaire		2.5 - T (white)			Tri-Staple™	
	Unité de rechargement articulée de 30mm, avec bout courbé, hauteur de l'agrafe 2,5 mm	CADC-30T			EGIA30CTAVM Vasculaire/moyen	
	Unité de rechargement articulée de 45 mm avec bout courbé, hauteur de l'agrafe 2,5 mm	CADC-45T			EGIA45CTAV Vasculaire	
					EGIA45CTAVM Vasculaire/moyen	
					EGIA60CTAVM Vasculaire/moyen	
					EGIA60CTAMT Moyen/épais	
				EGIA45CTAMT Moyen/épais		
COUPE LINÉAIRE						
Dispositif	Description	Panther®	Johnson & Johnson®	Medtronic®		
	Agrafeuse linéaire 60 mm + unité de rechargement, hauteur de l'agrafe de 3,8mm	SSAB-60 3,8mm	TLC55 Bleu Régulier -pas de RU	GIA6038S		
	Agrafeuse linéaire 80 mm +unité de rechargement, hauteur de l'agrafe 3,8 mm	SSAB-80 3,8mm	TLC75 Bleu Régulier -pas de RU	GIA8038S		
	Agrafeuse linéaire 60 mm + unité de rechargement, hauteur de l'agrafe de 4,8mm	SSAB-80 4,8mm	TCT75 Vert épais - pas de RU	GIA8048S		
	Agrafeuse linéaire 100 mm +Unité de rechargement, hauteur de l'agrafe 3,8 mm	SSAB-100 3,8mm	TLC10 Blue Regular - pas de RU	GIA10038S		
	Agrafeuse linéaire 100 mm +Unité de rechargement, hauteur de l'agrafe 4,8 mm	SSAB-100 4,8mm	TCT10 vert épais - pas de RU	GIA10048S		
				TVC55 blanc Vasculaire mince pas de RU	GIA6025S GIA™ 60mm - 2,5	
				TCD75 Or régulier épais pas de RU		
			TCD75 Gold Régulier épais pas de RU			
Cartouche pour l'agrafeuse linéaire						
	Unité de rechargement, hauteur de l'agrafe	SADB-60N	TCR55 bleu régulier	GIA6038L		
	Unité de rechargement, hauteur de l'agrafe	SADB-60D	TRT55 vert épais	GIA6048L		
	Unité de rechargement, hauteur de l'agrafe	SADB-80N	TCR75 Bleu régulier	GIA8038L		
	Unité de rechargement, hauteur de l'agrafe	SADB-80D	TRT75 vert épais	GIA8048L		
	Unité de rechargement, hauteur de l'agrafe	SADB-100N	TCR10 Bleu régulier	GIA10038L		
	Unité de rechargement, hauteur de l'agrafe	SADB-100D	TRT10 vert épais	GIA10048L		
785 Westney Rd. S, Unit 22, Ajax, ON L1S 7G1			TVR55 blanc Vasculaire	Tel: 1-888-864-4442		
			TRD75 Or régulier	Fax: 1-888-864-4442		

TABLEAU DE CONVERSION AGRAFEUSE PANTHER

AGRAFEUSES LINÉAIRES				
Dispositif	Description	Panther®	Johnson & Johnson®	Medtronic®
Agrafeuse linéaire avec indicateur de couleur				
	Agrafeuse linéaire jetable PANTHER avec indicateur 30 mm, hauteur d'agrafe de 3,5 mm	FLSLF30-3.5	TX30B	TA3035S
	Agrafeuse linéaire jetable PANTHER avec indicateur 30 mm, hauteur d'agrafe de 4,8 mm	FLSLF30-4.8	TX30G	TA3048S
	Agrafeuse linéaire jetable PANTHER avec indicateur 45 mm, hauteur d'agrafe de 3,5 mm	FLSLF45-3.5	-	TA4535S
	Agrafeuse linéaire jetable PANTHER avec indicateur 45 mm, hauteur d'agrafe de 4,8 mm	FLSLF45-4.8	-	TA4548S
	Agrafeuse linéaire jetable PANTHER avec indicateur 60 mm, hauteur d'agrafe de 3,5 mm	FLSLF60-3.5	TX60B	TA6035S
	Agrafeuse linéaire jetable PANTHER avec indicateur 60 mm, hauteur d'agrafe de 4,8 mm	FLSLF60-4.8	TX60G	TA6048S
	Agrafeuse linéaire jetable PANTHER avec indicateur 90 mm, hauteur d'agrafe de 3,5 mm	FLSLF90-3.5	-	TA9035L
	Agrafeuse linéaire jetable PANTHER avec indicateur 90 mm, hauteur d'agrafe de 4,8 mm	FLSLF90-4.8	-	TA9048L
Cartouche pour agrafeuse linéaire				
	Unité de rechargement d'agrafeuse linéaire jetable PANTHER 30mm-3,5mm	FLSLH3.5A	XR30B	TA3035L
	Unité de rechargement d'agrafeuse linéaire jetable PANTHER 30mm-4,8mm	FLSLH4.8A	XR30G	TA3048L
	Unité de rechargement d'agrafeuse linéaire jetable PANTHER 45mm-3,5mm	FLSLH3.5B	-	TA4535L
	Unité de rechargement d'agrafeuse linéaire jetable PANTHER 45mm-4,8mm	FLSLH4.8B	-	TA4548L
	Unité de rechargement d'agrafeuse linéaire jetable PANTHER 60mm-3,5mm	FLSLH3.5C	XR60B	TA6035L
	Unité de rechargement d'agrafeuse linéaire jetable PANTHER 60mm-4,8mm	FLSLH4.8C	XR60G	TA6048L
	Unité de rechargement d'agrafeuse linéaire jetable PANTHER 90mm-3,5mm	FLSLH3.5E	-	TA9035L
	Unité de rechargement d'agrafeuse linéaire jetable PANTHER 90mm-4,8mm	FLSLH4.8E	-	TA9048L
AGRAFEUSES CIRCULAIRE				
Dispositif	Description	Panther®	Johnson & Johnson®	Medtronic®
	DESCRIPTION -longueur d'arbre 26cm	PANTHER	J & J Standard hauteur d'agrafe de 5,5 mm	MEDTRONIC 3,5/4,8 mm hauteur de l'agrafe
	Agrafeuse circulaire jetable avec endume inclinable 24 mm, double hauteur de sécurité de 4,5 mm	FCSME24	CDH25A	EEA25 / EEA2535
	Agrafeuse circulaire jetable avec endume inclinable 26 mm, double hauteur de sécurité de 4,8 mm	FCSME26	CDH25A	EEA25 / EEA2535
	Agrafeuse circulaire jetable avec endume inclinable 29 mm, double hauteur de sécurité de 4,8 mm	FCSME29	CDH29A	EEA28 / EEA2835
	Agrafeuse circulaire jetable avec haut inclinable 32 mm, double hauteur de sécurité de 5 mm	FCSME32	-	EEA31 / EEA33
	Agrafeuse circulaire jetable avec haut inclinable 21mm, double hauteur de sécurité de 4,5 mm	FCSLWBE21	CDH21	EEA21 / EEA2135
	Agrafeuse circulaire jetable avec haut inclinable 34mm, double hauteur de sécurité de 5 mm	FCSLWBE34	CDH33A	-
	Enclume plus longue dans l'emballage	inclus	-	-
HEMORRHOIDECTOMIE / AGRAFEUSE PROLAPSUS				
Device	Description	Panther®	Johnson & Johnson®	Medtronic®
Agrafeuse hémorroïdaire avec boîtier d'agrafes transparent(PPH)				
	Agrafeuse circulaire hémorroïdale jetable PANTHER 32mm, avec cartouche transparente	FCSSWAE32	-	-
	Agrafeuse circulaire hémorroïdale jetable PANTHER 33mm, avec cartouche transparente	FCSSWAE33	PPH03	HEM3335 / HEM3348
	Agrafeuse circulaire hémorroïdale jetable PANTHER 34mm, avec cartouche transparente	FCSSWAE34	-	-
Agrafeuse hémorroïdaire à volume élevé avec boîtier d'agrafes transparent et rétroaction sonore (PPH)				
	Agrafeuse circulaire hémorroïdale à haut volume jetable 32 mm, avec cartouche transparente et rétroaction sonore	FCSSME32	-	-
	Agrafeuse circulaire hémorroïdale à haut volume jetable 34 mm, avec cartouche transparente et rétroaction sonore	FCSSME34	-	-