




# Catalogue de Produit

Qualité, Service, et Valeur





# ► Panther Médical Canada

## Histoire

Panther Medical Canada Inc est un ajout bienvenu au paysage des fournisseurs de soins de santé au Canada et constitue un exemple des Canadiens qui s'efforcent de remodeler les soins de santé en offrant la qualité, le service et la valeur qui leur manquent.

En s'associant avec le troisième plus important fabricant d'agrafes endoscopiques au monde et à système d'agrafage, Panther Healthcare en Chine, Panther Médical Canada apportera une valeur considérable aux soins de santé canadien.

Panther Médical Canada s'est également associé avec Purple Surgical du Royaume-Uni , donc est maintenant en mesure de fournir une large gamme d'instruments chirurgicaux.

Les produits Panther, ainsi que les produits Purple Surgical sont homologués CE, agréés par la FDA et agréés par Santé Canada, et sont utilisés dans plus de 65 pays dans le monde et ils sont maintenant disponibles dans les salles d'opération canadiennes à des fins d'utilisation clinique et d'économies.

Fondé en juillet 2018 par Mario Cortis et David Goossens, deux entrepreneurs canadiens du secteur des soins de santé, Panther Médical Canada prévoit de s'associer à des hôpitaux, des chirurgiens du Canada et à tous les intervenants pour fournir des solutions chirurgicales ouvertes et laparoscopiques de haute qualité.

Panther Médical Canada a pour objectif de fournir une formation, une qualité et un service aux chirurgiens canadiens et aux équipes de bloc opératoire, tout en bouleversant les inefficiences en matière de tarification sur le marché canadien de la chirurgie.



### NOTRE MISSION

Fournir des produits de santé innovants et de qualité au service des communautés chirurgicales



### NOTRE VISION

Source des produits de haute qualité provenant des meilleurs fabricants du monde entier et offrez qualité, service et valeur aux salles d'opération partout au Canada.



### DIRECTIF PRINCIPES

- Qualité en direct
- Exécuter Lean
- Rester simple
- Aider la société

# Contenu

## 1...Agrafeuses, soin santé Panther, China

### Agrafeuses Endo

- 2...Coupe linéaire Endo
- 2...Recharges articulé Endo



### Agrafeuses Ouvertes

- 3...Coup Linéaire et recharges
- 4...Agrafeuses linéaire et recharges
- 5...Agrafeuse Circulaire
- 5... Agrafeuse Hémorroïdaire



## 6...Instruments Laparoscopique, Chirurgical Purple, UK

### Access

- 7... Trocarts Ultimate Auto Shield - à lames
- 8... Trocarts Ultimate Dilating Tip - Sans lame
- 9... Ultimate Trocarts Hasson
- 9... Canule universelle Ultime
- 10... Trocarts optiques essentiels



### Instruments Laparoscopiques

- 11... Gamme d'instruments à main Essentials
- 11... Gamme d'instruments à main Essentials Plus
- 12... Ensembles Ultimate d'aspiration / irrigation
- 12... Tige Ultimate d'aspiration / d'irrigation
- 12... Pompe d'irrigation à double chambre
- 13... Sachet de récupération endoscopique Ultimate
- 13... Pochette de récupération de tissus sécurisée
- 13... Pochette de récupération de tissus



### Essentiels Laparoscopiques

- 14... Dissecteur émoussé 5 mm
- 14...Aiguille d'aspiration de 5mm
- 14... Fog Free
- 15... Aiguilles Ultimate Veress
- 15... Ensembles filtre et tubulaire d'insufflation
- 15... Smoke Filter
- 16... Couvercle de poignée légère
- 16... Étui à instruments



## 17... Coordonnées de Panther Médical Canada

## 18... Conditions et terms générales

### Posez-nous des questions sur les kits de procédure

- Trousses personnalisées selon les spécifications du chirurgien ou de l'hôpital
- Disponible en sacs reniflards, plateaux et blisters

## Catégories de Produits

Agrafeuses Endo

Agrafeuses ouvertes

Access

Instruments Laparoscopiques

Laparoscopiques Essentiels

# Panther Healthcare, China

Panther Healthcare est le 3<sup>ème</sup> fabricant mondial d'agrafeuses chirurgicales et est présent dans plus de 70 pays. Panther Healthcare se concentre sur les produits d'agrafage chirurgical et de chirurgie mini-invasive. Notre portefeuille actuel d'agrafeuses chirurgicales ouvertes et endoscopiques de haute qualité est desservi par une équipe dédiée de spécialistes des produits cliniques.

L'équipe R & D de soin de santé Panther s'articule autour de 4 axes principaux: agrafeuses Endo, coupeuses linéaires et circulaires et agrafeuses linéaires. Bientôt au Canada, les agrafeuses Endo à moteur et de nombreuses autres innovations aideront les chirurgiens canadiens à obtenir de meilleurs résultats.



QUALITY CARE THROUGH INNOVATION



# Coupe linéaire Endo

L'Endo coupe Linéaire est disponible en 3 longueurs d'arbre différentes: courte, standard et XL, ce qui permet aux chirurgiens d'effectuer de multiples applications et de couvrir toutes les procédures chirurgicales. L'agrafeuse linéaire Endo de Panther coupe et divise le tissu simultanément plaçant deux rangées triples décalées d'agrafes de titane dans le tissu. La poignée universelle de l'agrafeuse est conçue pour héberger toutes les cartouches de toutes les tailles, jusqu'à 25 tirs par patient.

## Endo Coupe linéaire



| Code du Produit | Description                               | Longueur d'arbre |
|-----------------|---|------------------|
| CEAB30          | Endo coupe linéaire (manche standard)     | 6cm              |
| CEAB45          | Endo coupe linéaire (manche courte)       | 16cm             |
| CEAB60          | Endo coupe linéaire (manche extra longue) | 26cm             |

## Unité de recharge articulée



| Code du Produit | Longueur d'agrafe | Hauteur d'agrafe |
|-----------------|-------------------|------------------|
| CADB-30T        | 30mm              | 2.5mm            |
| CADB-30N        | 30mm              | 3.5mm            |
| CADB-45T        | 45mm              | 2.5mm            |
| CADB-45N        | 45mm              | 3.5mm            |
| CADB-45S        | 45mm              | 4.2mm            |
| CADB-45D        | 45mm              | 4.8mm            |
| CADB-45R        | 45mm              | 5.0mm            |
| CADB-60T        | 60mm              | 2.5mm            |
| CADB-60N        | 60mm              | 3.5mm            |
| CADB-60S        | 60mm              | 4.2mm            |
| CADB-60D        | 60mm              | 4.8mm            |
| CADB-60R        | 60mm              | 5.0mm            |

## Pointe incurvée articulée unités de rechargement



| Code du Produit | Longueur d'agrafe | Hauteur d'agrafe |
|-----------------|-------------------|------------------|
| CADC-30T        | 30mm              | 2.5mm            |
| CADC-45T        | 45mm              | 2.5mm            |

# Agrafeuses Coupe Linéaire

L'agrafeuse linéaire à découper Panther place deux rangée doubles décalées d'agrafes en titane tout en coupant et en divisant le tissu entre les deux. Les agrafeuses et les recharges sont disponibles en 3 longueurs différentes - 60 mm, 80 mm et 100 mm et en 2 tailles d'agrafes - 3,8 mm (bleu) et 4,8 mm (vert). L'agrafeuse peut être rechargée jusqu'à 7 fois pour un total de 8 tirs en une seule procédure.

## Agrafeuses Coupe Linéaire



| Code du Produit | Description               | Longeur d'agrafe | Hauteur d'agrafe |
|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|
| SSAB-60 3.8mm   | Agrafeuses Coupe Linéaire | 60mm             | 3.8mm            |
| SSAB-60 4.8mm   | Agrafeuses Coupe Linéaire | 60mm             | 4.8mm            |
| SSAB-80 3.8mm   | Agrafeuses Coupe Linéaire | 80mm             | 3.8mm            |
| SSAB-80 4.8mm   | Agrafeuses Coupe Linéaire | 80mm             | 4.8mm            |
| SSAB-100 3.8mm  | Agrafeuses Coupe Linéaire | 100mm            | 3.8mm            |
| SSAB-100 4.8mm  | Agrafeuses Coupe Linéaire | 100mm            | 4.8mm            |

## Cartouche pour Agrafeuse Coupe Linéaire



| Code du Produit | Longeur d'agrafe | Hauteur d'agrafe |
|-----------------|------------------|------------------|
| SADB-60N        | 60mm             | 3.8mm            |
| SADB-60D        | 60mm             | 4.8mm            |
| SADB-80N        | 80mm             | 3.8mm            |
| SADB-80D        | 80mm             | 4.8mm            |
| SADB-100N       | 100mm            | 3.8mm            |
| SADB-100D       | 100mm            | 4.8mm            |

# Agrafeuse Ouverte Linéaire

L'agrafeuse linéaire Panther place une double rangée décalée d'agrafe en titane. La fonction de sécurité de l'indicateur de couleur unique affiche différentes couleurs pour différentes phases de tir, ce qui réduit considérablement le risque d'erreur. Les recharges d'agrafeuse sont disponibles dans des longueurs de 30mm, 45mm, 60mm and 90mm avec 3 différents hauteurs d'agrafe- 2.5mm (blanc), 3.5mm (Bleu) and 4.8mm (vert). L'agrafeuse peut être rechargée 7 fois pour un total de 8 tirs en une seule procédure.

## Agrafeuse Ouverte Linéaire



| Code du Produit | Description        | Longueur d'agrafe | Hauteur d'agrafe |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| FLSLF30-3.5     | Agrafeuse Linéaire | 30mm              | 3.5mm            |
| FLSLF30-4.8     | Agrafeuse Linéaire | 30mm              | 4.8mm            |
| FLSLF45-3.5     | Agrafeuse Linéaire | 45mm              | 3.5mm            |
| FLSLF45-4.8     | Agrafeuse Linéaire | 45mm              | 4.8mm            |
| FLSLF60-3.5     | Agrafeuse Linéaire | 60mm              | 3.5mm            |
| FLSLF60-4.8     | Agrafeuse Linéaire | 60mm              | 4.8mm            |
| FLSLF90-3.5     | Agrafeuse Linéaire | 90mm              | 3.5mm            |
| FLSLF90-4.8     | Agrafeuse Linéaire | 90mm              | 4.8mm            |

## Cartouche pour agrafeuse linéaire



| Code du Produit | Longueur d'agrafe | Hauteur d'agrafe |
|-----------------|-------------------|------------------|
| FLSLH3.5A       | 30mm              | 3.5mm            |
| FLSLH4.8A       | 30mm              | 4.8mm            |
| FLSLH3.5B       | 45mm              | 3.5mm            |
| FLSLH4.8B       | 45mm              | 4.8mm            |
| FLSLH3.5C       | 60mm              | 3.5mm            |
| FLSLH4.8C       | 60mm              | 4.8mm            |
| FLSLH3.5E       | 90mm              | 3.5mm            |
| FLSLH4.8E       | 90mm              | 4.8mm            |

## Agrafeuse Circulaire

L'agrafeuse circulaire à usage unique Panther place une rangée circulaire double en quinconce d'agrafes en titane lors de la résection du tissu et de la création d'une anastomose circulaire. La combinaison unique d'une hauteur d'agrafe variable avec une enclume à dessus inclinable procure une anastomose sécurisée sur une large gamme de tissus, avec un retrait facile et sûr après le tir. Les agrafeuses circulaires sont disponibles en 6 diamètres différents: 21 mm, 24 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm et 34 mm.

### Agrafeuse Circulaire



| Code du Produit | Description                               | Agrafe fermée<br>Gamme de hauteur | Diamètre Extérieur | Hauteur d'agrafe |
|-----------------|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| FCSME21         | Agrafeuse Circulaire haut inclinable      | 1.4-2.2mm                         | 21mm               | 4.5mm            |
| FCSME24         | Agrafeuse Circulaire haut inclinable      | 1.4-2.2mm                         | 24mm               | 4.5mm            |
| FCSME26         | Agrafeuse Circulaire haut inclinable      | 1.6-2.4mm                         | 26mm               | 4.8mm            |
| FCSME29         | Agrafeuse Circulaire haut inclinable      | 1.6-2.4mm                         | 29mm               | 4.8mm            |
| FCSME32         | Agrafeuse Circulaire haut inclinable      | 1.8-2.6mm                         | 32mm               | 5.0mm            |
| FCSLWBE34       | Agrafeuse Circulaire sans haut inclinable | 1.8-2.6mm                         | 34mm               | 5.0mm            |

## Agrafeuses Hémorroïdales

L'agrafeuse circulaire Panther pour hémorroïdes / prolapsus est conçue pour le prolapsus rectal et la maladie hémorroïdaire. Le boîtier transparent exclusif permet aux chirurgiens de voir facilement la quantité de tissu aspiré dans le boîtier. Chaque agrafeuse est dotée d'un dilateur breveté avec source de lumière qui fournit un éclairage constant de la zone chirurgicale. Les détails, tels que les cordons de bourse sont clairement plus visibles que les dilateurs PPH traditionnels. Les agrafeuses possèdent également une gâchette de sécurité intérieure brevetée pour éviter les ratés.

### Agrafeuses Hémorroïdales



| Code du Produit | Description                      | Diamètre Extérieur |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| FCSSWAE32       | Agrafeuses Hémorroïdales jetable | 32mm               |
| FCSSWAE33       | Agrafeuses Hémorroïdales jetable | 33mm               |
| FCSSWAE34       | Agrafeuses Hémorroïdales jetable | 34mm               |



# Purple Surgical, UK

Purple Surgical est le principal fabricant d'instruments et de dispositifs laparoscopiques au Royaume-Uni.

Grâce à l'approvisionnement local et à la fabrication britannique avancée de produits chirurgicaux, Purple Surgical a le contrôle total sur la conception et l'évolution de nos produits. Grâce au partenariat avec Purple Surgical, Panther Medical Canada est en mesure de s'adapter rapidement au marché en constante évolution des soins de santé, tout en offrant des solutions de haute qualité, à usage unique et rentables.

Purple Surgical investit activement dans des technologies et des équipements de pointe, ainsi que dans les personnes chargées de la conception, du développement et de la fabrication de tous nos produits chirurgicaux de haute qualité.



# Trocarts Ultimate AutoShield - à lames

La gamme de trocarts AutoShield Ultimate de Purple Surgical comprend une lame bi-latérale linéaire ultra-tranchante pour une insertion simple et minimale de la force dans la cavité abdominale

## Trocarts Ultimate AutoShield - à lames



| Code du Produit | Description                                  | Canule | Pacquet Qté |
|-----------------|--|--------|-------------|
| PS3575ULT       | 5mm x 70mm Trocart                           | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS3565ULT       | 5mm x 100mm Trocart                          | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS3560ULT       | 10mm x 100mm Trocart                         | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS3562ULT       | 12mm x 100mm Trocart                         | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS3576ULT       | 5mm x 70mm Trocart<br>+ Canule Additionnel   | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS3563ULT       | 5mm x 100mm Trocart<br>+ Canule Additionnel  | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS3564ULT       | 10mm x 100mm Trocart<br>+ Canule Additionnel | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS3561ULT       | 12mm x 100mm Trocart<br>+ Canule Additionnel | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS4575ULT       | 5mm x 70mm Trocart                           | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS4565ULT       | 5mm x 100mm Trocart                          | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS4560ULT       | 10mm x 100mm Trocart                         | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS4562ULT       | 12mm x 100mm Trocart                         | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS4576ULT       | 5mm x 70mm Trocart<br>+ Canule Additionnel   | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS4563ULT       | 5mm x 100mm Trocart<br>+ Canule Additionnel  | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS4564ULT       | 10mm x 100mm Trocart<br>+ Canule Additionnel | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS4561ULT       | 12mm x 100mm Trocart<br>+ Canule Additionnel | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS5575ULT       | 5mm x 70mm Trocart                           | Fileté | 5 / Boîte   |
| PS5565ULT       | 5mm x 100mm Trocart                          | Fileté | 5 / Boîte   |
| PS5560ULT       | 10mm x 100mm Trocart                         | Fileté | 5 / Boîte   |
| PS5562ULT       | 12mm x 100mm Trocart                         | Fileté | 5 / Boîte   |
| PS5576ULT       | 5mm x 70mm Trocart<br>+ Canule Additionnel   | Fileté | 5 / Boîte   |
| PS5563ULT       | 5mm x 100mm Trocart<br>+ Canule Additionnel  | Fileté | 5 / Boîte   |
| PS5564ULT       | 10mm x 100mm Trocart<br>+ Canule Additionnel | Fileté | 5 / Boîte   |
| PS5561ULT       | 12mm x 100mm Trocart<br>+ Canule Additionnel | Fileté | 5 / Boîte   |

# Trocarts Ultimate à Pointe Dilatante - Sans lame

La gamme de trocarts Ultimate de Purple Surgical à pointe dilatante sépare les tissus au lieu de les lacérer.

## Trocarts Ultimate à Pointe Dilatante - Sans lame



| Code du Produit | Description                                 | Canule | Pacquet Qté |
|-----------------|---|--------|-------------|
| PS3475ULT       | 5mm x 70mm Trocart                          | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS3465ULT       | 5mm x 100mm Trocart                         | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS3460ULT       | 10mm x 100mm Trocart                        | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS3462ULT       | 12mm x 100mm Trocart                        | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS3476ULT       | 5mm x 70mm Trocart<br>+canule additionnel   | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS3463ULT       | 5mm x 100mm Trocart<br>+canule additionnel  | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS3464ULT       | 10mm x 100mm Trocart<br>+canule additionnel | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS3461ULT       | 12mm x 100mm Trocart<br>+canule additionnel | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS4475ULT       | 5mm x 70mm Trocart                          | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS4465ULT       | 5mm x 100mm Trocart                         | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS4460ULT       | 10mm x 100mm Trocart                        | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS4462ULT       | 12mm x 100mm Trocart                        | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS4476ULT       | 5mm x 70mm Trocart<br>+canule additionnel   | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS4463ULT       | 5mm x 100mm Trocart<br>+canule additionnel  | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS4464ULT       | 10mm x 100mm Trocart<br>+canule additionnel | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS4461ULT       | 12mm x 100mm Trocart<br>+canule additionnel | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS5475ULT       | 5mm x 70mm Trocart                          | Fileté | 5 / Boîte   |
| PS5465ULT       | 5mm x 100mm Trocart                         | Fileté | 5 / Boîte   |
| PS5460ULT       | 10mm x 100mm Trocart                        | Fileté | 5 / Boîte   |
| PS5462ULT       | 12mm x 100mm Trocart                        | Fileté | 5 / Boîte   |
| PS5476ULT       | 5mm x 70mm Trocart<br>+canule additionnel   | Fileté | 5 / Boîte   |
| PS5463ULT       | 5mm x 100mm Trocart<br>+canule additionnel  | Fileté | 5 / Boîte   |
| PS5464ULT       | 10mm x 100mm Trocart<br>+canule additionnel | Fileté | 5 / Boîte   |
| PS5461ULT       | 12mm x 100mm Trocart<br>+canule additionnel | Fileté | 5 / Boîte   |

# Ultimate Trocarts Hasson

La gamme de trocart Hasson Ultimate de Purple Surgical est conçue pour les chirurgiens qui préfèrent la sécurité de la technique de découpe ouverte pour le port primaire.

## Ultimate Trocarts Hasson



| Code du Produit | Description          | Canule | Pacquet Qté |
|-----------------|----------------------|--------|-------------|
| PS3260ULT       | 10mm x 100mm Trocart | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS3262ULT       | 12mm x 100mm Trocart | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS4260ULT       | 10mm x 100mm Trocart | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS4262ULT       | 12mm x 100mm Trocart | Lisse  | 5 / Boîte   |

# Canule Universelle Ultimate

La canule universelle Ultimate de Purple Surgical est compatible avec les Ultimate AutoShield, Astuce de dilatation Ultimate et Ultimate Trocarts Hasson.

## Canule Universelle Ultimate



| Code du Produit | Description         | Canule | Pacquet Qté |
|-----------------|---------------------|--------|-------------|
| PS3577ULT       | 5mm x 70mm Canule   | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS3567ULT       | 5mm x 100mm Canule  | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS3568ULT       | 10mm x 100mm Canule | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS3566ULT       | 12mm x 100mm Canule | Côtelé | 5 / Boîte   |
| PS4577ULT       | 5mm x 70mm Canule   | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS4567ULT       | 5mm x 100mm Canule  | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS4568ULT       | 10mm x 100mm Canule | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS4566ULT       | 12mm x 100mm Canule | Lisse  | 5 / Boîte   |
| PS5577ULT       | 5mm x 70mm Canule   | Fileté | 5 / Boîte   |
| PS5567ULT       | 5mm x 100mm Canule  | Fileté | 5 / Boîte   |
| PS5568ULT       | 10mm x 100mm Canule | Fileté | 5 / Boîte   |
| PS5566ULT       | 12mm x 100mm Canule | Fileté | 5 / Boîte   |

# Trocarts Optiques Essential

Plus clair à 360 ° avec une entrée améliorée du trocart à guidage optique. La gamme de trocarts optiques de Purple Surgical Essentials permet une insertion sécurisée sous vision directe, éliminant ainsi le besoin d'un accès sans visibilité.

## Trocarts Optiques Essential



| Code du Produit | Description          | Canule | Pacquet Qté |
|-----------------|----------------------|--------|-------------|
| PS5525          | 5mm x 100mm Trocar   | Fileté | 5 / Boîte   |
| PS5526          | 12mm x 100mm Trocar  | Fileté | 4 / Boîte   |
| PS5527          | 5mm x 100mm Cannula  | Fileté | 5 / Boîte   |
| PS5528          | 12mm x 100mm Cannula | Fileté | 4 / Boîte   |

# Gamme d'instruments Laparoscopie Essentiels

La gamme d'instruments Essentiels pour laparoscopie et Purple Surgical est une gamme fiable et très compétitive d'instruments monopolaires et bipolaires de 5 mm offrant à la fois de la valeur et de la qualité dans un appareil à usage unique.

## Gamme d'instruments Laparoscopie Essentiels



| Code du Produit | Description  | Couleur | Pacquet Qté |
|-----------------|--|---------|-------------|
| PS4551          | Metzenbaum Ciseaux Monopolaires 5mm x 33cm sans Cliquet          | Violet  | 5 / Boîte   |
| PS4581          | Ciseaux Monopolaires Mini-Metzenbaum 5mm x 33cm sans Cliquet     | Violet  | 5 / Boîte   |
| PS4552          | Forceps de dissection Maryland 5mm x 33cm sans Cliquet           | Bleu    | 5 / Boîte   |
| PS4553          | Forceps À Saisir Droite 5mm x 33cm sans Cliquet                  | Vert    | 5 / Boîte   |
| PS4556          | Forceps à préhension Droite 5mm x 33cm avec Cliquet              | Vert    | 5 / Boîte   |
| PS4555          | Lap Clinch 5mm x 33cm sans Cliquet                               | Vert    | 5 / Boîte   |
| PS4554          | Lap Clinch 5mm x 33cm avec Cliquet                               | Vert    | 5 / Boîte   |
| PS4558          | Lap Clinch 5mm x 33cm dent de rat avec Cliquet                   | Vert    | 5 / Boîte   |
| PS4587          | Forceps Intestinal 5mm x 33cm sans Cliquet                       | Noir    | 5 / Boîte   |
| PS4557          | Forceps Intestinal 5mm x 33cm avec Cliquet                       | Noir    | 5 / Boîte   |
| PS4559          | Babcock 5mm x 33cm avec Claquet                                  | Noir    | 5 / Boîte   |
| PS4582          | Forceps de dissection bipolaire Maryland 5mm x 33cm sans Cliquet | Jaune   | 5 / Boîte   |

# Gamme d'instruments Laparoscopie Essentiels Plus

La gamme Purple Surgical Laparoscopic Essentials Plus est constituée d'instruments laparoscopiques à usage unique dotés d'une fonctionnalité d'activation / désactivation à cliquet pour un confort et un contrôle optimaux du chirurgien.

## Gamme d'instruments Laparoscopie Essentiels Plus



| Code du Produit | Description   | Couleur | Pacquet Qté |
|-----------------|---|---------|-------------|
| PS4551P         | Metzenbaum Ciseaux Monopolaires 5mm x 33cm sans Cliquet             | Violet  | 5 / Boîte   |
| PS4552P         | Forceps à dissection Maryland 5 x 33 cm avec cliquet marche / arrêt | Bleu    | 5 / Boîte   |
| PS4554P         | Lap Clinch 5mm x 33cm avec Cliquet marche/arrêt                     | Vert    | 5 / Boîte   |
| PS4558P         | Lap Clinch 5mm x 33cm dent de rat avec cliquet marche/arrêt         | Vert    | 5 / Boîte   |
| PS4556P         | Forceps à préhension droite 5mm x 33cm avec Cliquet marche/arrêt    | Vert    | 5 / Boîte   |
| PS4557P         | Forceps intestinal 5mm x 33cm avec cliquet marche/arrêt             | Noir    | 5 / Boîte   |
| PS4559P         | Babcock 5mm x 33cm avec claquet marche/arrêt                        | Noir    | 5 / Boîte   |

# Ensembles d'aspiration / Irrigation Ultimate

Le système d'aspiration / d'irrigation laparoscopique Purple Surgical Ultimate a été conçu en consultation avec les meilleurs chirurgiens. Le dispositif de conception ergonomique assure une alimentation constante en fluide d'irrigation sous pression et intègre un joint d'étanchéité. La tête de piston rotative unique à 360 degrés offre une meilleure maniabilité.

## Ensembles d'aspiration / Irrigation Ultimate



| Code du Produit | Description  | Pacquet Qté |
|-----------------|--|-------------|
| PS3850ULT       | Double Spike 5mm, arbre 32cm avec tube, à usage unique | 10 / Boîte  |
| PS3851ULT       | Spike simple 5mm, arbre 32cm avec tube, usage unique   | 10 / Boîte  |

# Arbres d'aspiration/d'irrigation Ultimate

Les arbres d'aspiration / d'irrigation Purple Surgical Ultimate sont compatibles avec le système d'aspiration / d'irrigation ultime

## Arbres d'aspiration d'irrigation Ultimate



| Code du Produit | Description  | Pacquet Qté |
|-----------------|--|-------------|
| PS3852ULT       | 10mm, arbre longueur standard (32cm), réutilisable | 1 / Boîte   |
| PS3853ULT       | 10mm, arbre longueur standard (32cm), usage unique | 10 / Boîte  |
| PS3845ULT       | 5mm, arbre longueur prolongée (44cm), usage unique | 10 / Boîte  |

# Pompe d'irrigation à Double Chambre

La pompe d'irrigation à double chambre Purple Surgical est une pompe réutilisable qui fournit un débit élevé et ininterrompu de fluide d'irrigation à pression réglable.

## Pompe d'irrigation à Double Chambre



| Code du Produit | Description                | Pacquet Qté |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| PS3871ULT       | Chambre double 2 x 1 litre | 1 / Boîte   |

## Poche de récupération Ultimate Endo

La pochette de récupération Ultimate Endo de Purple Surgical est conçue pour faciliter la capture et le retrait des tissus réséqués au cours de la chirurgie laparoscopique.

### Poche de récupération Ultimate Endo



| Code du Produit | Description   | Pacquet Qté |
|-----------------|---|-------------|
| PS3442ULT       | Introducteur 10mm avec pochette 90mm x 145mm, 250ml   | 5 / Boîte   |
| PS3443ULT       | Introducteur 10mm avec pochette 130mm x 180mm, 580ml  | 5 / Boîte   |
| PS3444ULT       | Introducteur 15mm avec pochette 190mm x 230mm, 1550ml | 5 / Boîte   |

## Poche Sécurisée pour Récupération de Tissus

Les pochettes de récupération de tissus Secure Catch sont conçues pour le retrait rapides et une récupération simples et sécurisés des tissus réséqués, tels que les ovaires, la vésicule biliaire, les fibromes, les myomes, les épines, les appendices et les intestins.

### Poche Sécurisée pour Récupération de Tissus



| Code du Produit | Description                              | Pacquet Qté |
|-----------------|--|-------------|
| PS3402          | Poche sans queue - 75mm x 150mm, 250ml   | 25 / Boîte  |
| PS3403          | Poche sans queue - 125mm x 175mm, 550ml  | 25 / Boîte  |
| PS3404          | Poche sans queue - 175mm x 225mm, 1600ml | 25 / Boîte  |
| PS3405          | Poche avec queue - 75mm x 150mm, 250ml   | 25 / Boîte  |
| PS3406          | Poche avec queue - 125mm x 175mm, 550ml  | 25 / Boîte  |

## Poche de récupération de tissu

Les poches de récupération de tissu Purple Surgical offre la solution la plus économique pour la capture sécurisée de tissus.

### Poche de récupération de tissu



| Code du Produit | Description  | Pacquet Qté |
|-----------------|--|-------------|
| PS3400          | Introducteur 10mm avec poche de 75ml x 150mm, 120ml  | 10 / Boîte  |
| PS3401          | Introducteur 10mm avec poche de 125ml x 175mm, 500ml | 10 / Boîte  |



## Dissecteur émoussés 5mm

Le dissecteur d'embouts émoussés Purple Surgical de 5 mm permet une manipulation et une dissection atraumatiques sûres des tissus au cours des examens abdominaux.

Dissecteur émoussés  
5mm



| Code du Produit | Description                             | Pacquet Qté  |
|-----------------|---|--------------|
| PS3885          | Dissecteur émoussés 5mm - paquet triple | 3x10 / Boîte |
| PS3886          | Dissecteur émoussés 5mm - paquet simple | 25 / Boîte   |

## Aiguille d'aspiration 5 mm

L'aiguille d'aspiration de 5 mm Purple Surgical est conçue pour l'aspiration simple et sans danger des liquides provenant de kystes et d'organes

Aiguille d'aspiration  
5 mm



| Code du Produit | Description                | Pacquet Qté |
|-----------------|----------------------------|-------------|
| PS3895          | Aiguille d'aspiration 5 mm | 10 / Boîte  |

## Fog Free

La solution anti-condensation de Purple Surgical prévient la formation de condensation sur la lentille distale du laparoscope.

Fog Free



| Code du Produit | Description                               | Pacquet Qté |
|-----------------|---|-------------|
| PS3500          | 6ml de Solution avec Éponge D'application | 25 / Boîte  |

# Aiguilles Ultimate Veress

Les aiguilles Ultimate Veress de Purple Surgical sont conçues pour la création simple, sûre et efficace du pneumopéritoine.

## Aiguilles Ultimate Veress



| Code du Produit | Description   | Pacquet Qté |
|-----------------|---------------|-------------|
| PS3710ULT       | Longeur 120mm | 25 / Boîte  |
| PS3760ULT       | Longeur 150mm | 25 / Boîte  |

# Ensembles Filtre et Tubulaire d'insufflation

Le filtre et tubulure d'insufflation Purple Surgical prévient efficacement la contamination croisée entre le patient et l'insufflateur.

## Ensembles Filtre et Tubulaire d'insufflation



| Code du Produit | Description                           | Pacquet Qté |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| PS3600          | Avec raccord Luer Lok™                | 25 / Boîte  |
| PS3601          | Avec raccord torique (Smith & Nephew) | 25 / Boîte  |
| PS3602          | Avec raccord Push Fit (Stryker)       | 25 / Boîte  |
| PS3603          | Avec raccord 15mm (Wof/Storz)         | 25 / Boîte  |
| PS3605          | Avec raccord 22mm (Linvatec)          | 25 / Boîte  |

# Filtre à Fumée

Le filtre à fumée Purple Surgical permet d'éliminer la fumée chirurgicale de manière sûre, simple et efficace. Les technologies de diathermie et de laser largement utilisées en chirurgie laparoscopique entraînent la génération de panaches de fumée. La fumée chirurgicale inhibe non seulement la vue du site opératoire par les chirurgiens, mais contient également potentiellement des agents pathogènes biologiques ainsi que des toxines chimiques.

## Filtre à Fumée



| Code du Produit | Description                         | Pacquet Qté |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| PS3604          | Filtre à fumée avec pince à molette | 25 / Boîte  |

# Couverture de Poignée à Lumière

Les couvertures de poignée à lumière Purple Surgical sont à usage unique et stériles. Ils s'installent facilement et en toute sécurité sur notre poignée de luminaire universelle pour salle d'opération, qui est en principe de base «prêt gratuit».

## Couverture de Poignée à Lumière



| Code du Produit | Description  | Pacquet Qté |
|-----------------|--|-------------|
| PS4611          | Couverture de poignée à lumière emballage individuel | 100 / box   |

# Pochette d'Instruments

La pochette pour instruments Purple Surgical permet de loger de manière sécurisée et pratique les instruments à proximité du site chirurgical, minimisant ainsi la nécessité d'un transfert manuel.

## Pochette d'Instruments



| Code du Produit | Description            | Pacquet Qté |
|-----------------|------------------------|-------------|
| PS4050          | Pochette d'Instruments | 25 / box    |

# Coordonnées de Panther Médical Canada

Courriel: [info@panthermedical.ca](mailto:info@panthermedical.ca)

Sans Frais: 1-855-293-8971

Fax: 1-855-329-5302



# Termes et Conditions Standard

## PLACEMENT DE COMMANDE:

Tous les bons de commande doivent être envoyés par courriel en tant que bon de commande à [orders@panthermedical.ca](mailto:orders@panthermedical.ca).  
Tous les bons de commandes doivent être au format dactylographié et envoyé sous forme de fichier PDF sur du papier à en-tête de l'entité acheteuse.

## LIVRAISON DE COMMANDE:

Tous les commandes reçus avant 14 h 00 HNE seront expédiés le jour même par Courrier Purolator standard.  
Tous les commandes seront facturées aux frais standard de Purolator facturé par Purolator au moment de l'expédition.  
Les commandes urgentes pour livraison le lendemain seront facturées aux frais de Purolator accéléré facturés par Purolator au moment de l'expédition.

## RETOURS DU PRODUITS:

Veillez contacter [orders@panthermedical.ca](mailto:orders@panthermedical.ca) pour demander un numéro d'autorisation de retour de marchandise (# RGA) de Panther Medical Canada. Tout produit expédié à Panther Medical Canada sans le numéro PMC RGA émis ne sera pas accepté. Quand un numéro RGA est obtenu, veuillez envoyer le produit prépayé à Panther Medical Canada avec le numéro RGA clairement indiqué sur l'emballage / les emballages extérieurs contenant le retour du produit. Tous les produits retournés avec un numéro RGA doivent être stériles et pouvoir être revendus. Une copie de la facture doit être jointe. Des frais de restockage de 15% seront facturés si le produit est retourné dans les 30 jours suivant la date d'achat initial. Aucun crédit ne sera accordé si le produit est retourné dans les 30 jours suivant la date d'achat d'origine.

## MODALITÉS DE PAIEMENT:

30 jours nets sur facture à partir de la date de facturation. Aucune déclaration ne sera émise.  
1% de réduction accordée si la facture est payée dans les 10 jours suivant la date d'émission de la facture.  
1,5% d'intérêt mensuel sur les factures non payées dans les 30 jours suivant la date de facturation initiale.

## NOTES:

Cette politique est sujette à changement sans préavis.



Qualité, Service et Valeur

**Siège Social:**

785 Westney Rd. S Unit 23

Ajax, ON L1S 7G1

Tel: 1-833-293-8971

Fax: 1-855-329-5302

Email: [ask@panthermedical.ca](mailto:ask@panthermedical.ca)

[www.panthermedical.ca](http://www.panthermedical.ca)

