










## Panther Médical Canada Inc. Caractéristiques uniques du produit

Coupeur Endo Linéaire	Produit	Description	Fonctionnalité	Johnson & Johnson™	Medtronic™/Covidian™
	CEAB	Poignée Universelle Endo	<b>Manette sans arrêt articulé</b>		
	CADA et CADB (et CADC pour chirurgie thoracique)	Cartouche droites et articulées pour l'agrafeuse linéaire Endo	<b>Le plus grand et le plus complet des recharges Endo sur le marché:</b> gamme de longueurs d'agrafe de RU incluent: blanc (2.5 mm) jusqu'à et y compris l'or (4.2 mm-comme avec J&J™) et noir (5,0mm comme avec Medtronic™/Covidian™). Tous RU = anti-dérapant. <b>RU et tous les poignées entièrement interchangeables</b>	a le 4.2mm OR mais pas le 5.0mm NOIR	a le 5.0mm NOIR mais pas le 4.2mm OR
			 Chaque unité de remplacement (RU) a une nouvelle lame en acier inoxydable.	n'est pas disponible	disponible
Agrafeuse Circulaire	Product	Description	Fonctionnalité	Johnson & Johnson™	Medtronic™/Covidian™
	FCSME	Agrafeuse circulaire	 <b>Gamme complète d'agrafeuses circulaires de taille Lumen, 22mm jusqu'à 34mm. Toutes les tailles sont équipées d'un réglage de compression Dial-in (comme avec J&amp;J™) et toutes sont équipées d'un haut inclinable (comme avec Medtronic™/Covidian™).</b>	pas de haut pivotant	pas de composer en compression
Agrafeuse linéaire avec couteau	Produit	Description	Fonctionnalité	Johnson & Johnson™	Medtronic™/Covidian™
	FLSLF	Agrafeuse linéaire avec indicateurs de couleur. Toutes les tailles (longueur d'agrafe de 3.5 mm à 4.8 mm) et toutes les longueurs (30mm jusqu'à 90mm). <b>(90mm particulièrement désiré en chirurgie thoracique)</b>	<b>INDICATEURS DE COULEUR DE SÉCURITÉ</b> -différentes couleurs pour les différentes phases de tir et réduit la possibilité de mauvais fonctionnement.	90 mm pas disponible	90 mm pas disponible
					
Coupe Linéaire	Produit	Description	Fonctionnalité	Johnson & Johnson™	Medtronic™/Covidian™
	SAAB and SADB	Unité coupe linéaire de remplacement	<b>Les unités de rechargement ont une nouvelle lame en acier inoxydable pour chaque coupe</b>	pas disponible	disponible
			L'interverrouillage de sécurité de Panther Linear Cutter empêche physiquement les utilisateurs de se serrer. Les opérateurs chirurgicaux remarqueront le drapeau blanc™ et se rendront compte qu'ils doivent recharger une nouvelle unité et qu'une cartouche usagée ne parviendra jamais au patient.	Ethicon™ dispose d'un verrou de sécurité pour éviter de tirer sur une cartouche usée. Cependant, les chirurgiens peuvent positionner le TLC Ethicon™, fixer la lumen et commencer à tirer avant de se rendre compte qu'ils doivent recharger.	inconnu
Agrafeuse hémorroïdaire	Produit	Description	Fonctionnalité	Johnson & Johnson™	Medtronic™/Covidian™
	FCSSWAE	Agrafeuse hémorroïdaire	<b>3 tailles: 32, 33 and 34</b>	pas disponible	pas disponible
			<b>Cartouche transparent</b>	pas disponible	pas disponible

**Notes:**

Ethicon™ est une marque commerciale de Ethicon Inc., une filiale de Johnson and Johnson Inc.

Medtronic™ est une marque commerciale de Medtronic Inc.

Disclaimer - Toutes les informations sont sujettes à modifications.